



创烨品牌

Chuang-Ye Brand

彰显卓越

Demonstrate excellence

## 前白蛋白（PA）测定试剂（免疫比浊法）

### 试剂特点

- ◇ 高纯度进口优质抗血清，测定试剂品质始终如一；
- ◇ 测定灵敏度高，特异性好；
- ◇ 配套的校准品及质控品，保证结果的准确性；
- ◇ 试剂比例 3:1 或 4:1 或 5:1，满足不同类型全自动生化分析仪检测需要。

### 性能指标

- ◇ 空白吸光度： $A_{340nm} < 0.10$ ；
- ◇ 线性范围：50.0~600 mg/L， $r \geq 0.99$ ；
- ◇ 批内/分析内精密性： $CV \leq 5\%$ ；批间相对极差  $\leq 8\%$ ；
- ◇ 准确性：相对偏差不超过  $\pm 15\%$ ；
- ◇ 抗干扰性：胆红素  $< 342 \mu\text{mol/L}$ ，甘油三酯  $< 5.6\text{mmol/L}$ ，血红蛋白  $< 2.0\text{g/L}$ ，维生素 C  $< 0.5\text{g/L}$  对测定结果造成的干扰，偏倚在  $\pm 15\%$  内；
- ◇ 未开封的试剂在 2-8℃ 避光条件下可稳定 14 个月，置 37℃ 水浴至少可稳定 7 天。

上虞市创烨生物有限公司

Shangyu Chuangye Bioscience Co. Ltd.

地址：浙江省上虞市高新技术产业园区

邮编：312300

电话：0575-82578768

传真：0575-82578758

网址：www.cy-bio.com